



Pusch®

There is no substitute for quality

SIDE Grip



Der SIDE Grip, ein Produkt unserer Instrumenten-Reihe mit passiver Sicherheit. Die intelligente Konstruktion macht die neue SIDE Grip Serie zu einem unverzichtbaren Instrumentarium für das gezielte Beschleifen von erkrankten, verdickten Nägeln oder kritischer Hautpartien. SIDE Grip Instrumente ermöglichen ein sicheres Behandeln in Randbereichen ohne ungewollte Schleifkontakte.

Neu!

Neu!



805S



841S



840S



Mit unserer Instrumenten-Reihe mit passiver Sicherheit bieten wir dem Fußpfleger und Podologen Instrumente mit besonderen sicherheitsrelevanten Konstruktionen für die Praxis. Besonders bei der Behandlung von Diabetikern ist es ein primäres Ziel, jegliche Behandlungen verletzungsfrei durchzuführen. Unsere Instrumenten-Reihe mit passiver Sicherheit unterstützt den Anwender dabei.

Vor allem bei krankheitsbedingten Nagelveränderungen und bei entsprechenden Hautpartien können mit den individuellen SIDE Grip Formen zielgenau und individuell die Bereiche behandelt werden, die zu beschleifen sind. Ungewollte Schleifkontakte werden durch die glatte Stirnfläche verhindert.

Neben den bewährten zylindrischen und konischen Grundformen, bieten wir jetzt mit der kleiner dimensionierten zylindrischen Form 841S die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Die diamantierte konische SIDE-Fläche der Form 805S bietet z.B. den Vorteil, Verhornungen im vorderen und seitlichen Nagelrandbereich sicher zu beschleifen.

Empfohlene Anwendungsdrehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, ebenso bei der Behandlung von Risikopatienten.



grobe Körnung

Sicherheitsfase


BUSCH	6840LS
Ø ISO	065

mittlere Körnung

BUSCH	840S	841S	854S	854S	840LS	805S
Ø ISO	055	035	033	040	065	065

feine Körnung

BUSCH	8840S	8841S	8805S
Ø ISO	055	033	065

 = Verpackungseinheit



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

Postfach 1152 • 51751 Engelskirchen • Unterkaltenbach 17-27 • 51766 Engelskirchen • GERMANY
 Telefon +49 (0) 2263 860 • Telefax +49 (0) 2263 20741 • mail@busch.eu • www.busch.eu