



Pusch®

There is no substitute for quality

TOP Grip



Der TOP Grip, ein Produkt unserer Instrumenten-Reihe mit passiver Sicherheit.

Die intelligente Konstruktion macht die neue TOP Grip Serie zu einem unverzichtbaren Instrumentarium für das gezielte Beschleifen von erkrankten, unnatürlich verdickten und deformierten Nägeln. TOP Grip Instrumente ermöglichen ein sicheres Kürzen von Nagelrändern im Front- und Seitenbereich oder Reduzieren von Nagelplatten bis an die Nagelfalz.

828T Gebrauchsmuster 202012009800.4

841T

805T Gebrauchsmuster 202012009800.4

Neu!

Neu!

Neu!



Mit unserer Instrumenten-Reihe mit passiver Sicherheit bieten wir dem Fußpfleger und Podologen Instrumente mit besonderen sicherheitsrelevanten Konstruktionen für die Praxis.

Besonders bei der Behandlung von Diabetikern ist es ein primäres Ziel, jegliche Behandlungen verletzungsfrei durchzuführen. Unsere Instrumenten Reihe mit passiver Sicherheit unterstützt den Anwender dabei.

Vor allem bei krankheitsbedingten Nagelveränderungen können mit den individuellen TOP Grip Formen überstehende Nagelränder sicher gekürzt oder deformierte Nagelplatten gezielt reduziert und angeglichen werden.

Neben der bewährten zylindrischen Grundform 840T bieten wir jetzt mit der kleiner dimensionierten Form 841T die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Mit der neuen Form 828T reduzieren Sie mit der diamantierten TOP-Fläche unnatürlich deformierte und überstehende Nägel im Front- und Seitenbereich mit mehr Übersicht und die konkave glatte sichere Seitenfläche passt sich der vorderen und seitlichen Hautkontur an. Die neue Form 805T mit gerader glatter Seitenfläche legt sich beim Reduzieren von seitlichen Nagelflächen stützend an den Nagelwall. Grundsätzlich bieten die neuen Formen dem Fußpfleger / Podologen mehr Bewegungsfreiheit.

Empfohlene Anwendungsdrehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, ebenso bei der Behandlung von Risikopatienten.

CE 0124

Sicherheitsfase

	BUSCH Ø ISO	840T 050

mittlere Körnung feine Körnung

	BUSCH Ø ISO	841T 032

Neu! mittlere Körnung feine Körnung

	BUSCH Ø ISO	828T 065

Neu! mittlere Körnung feine Körnung
Gebrauchsmuster 202012009800.4

	BUSCH Ø ISO	805T 065

Neu! mittlere Körnung feine Körnung
Gebrauchsmuster 202012009800.4

= Verpackungseinheit



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

Postfach 1152 • 51751 Engelskirchen • Unterkaltenbach 17-27 • 51766 Engelskirchen • GERMANY
 Telefon +49 (0) 2263 860 • Telefax +49 (0) 2263 20741 • mail@busch.eu • www.busch.eu